

Catálogo para Otorrino

ENDOSVIDEO / NORTH MED 21 98062-1281 - WWW.ENDOSVIDEO.COM.BR

ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS

Linha completa de endoscópios para otorrinolaringologia.

Laringoscópio Cirúrgico

- Óticas endoscópicas rígidas autoclaváveis (exceto otoscópios)
- Guia de luz e lentes fabricação alemã
- Ponta distal de safira, não abrasiva
- Conexão de luz e ocular padrão Storz
- Montadas pela Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd
- Garantia de 12 meses

Garantia de Qualidade
Produtos com
certificação:



KIT
JY2612B
U8531



U8520 Suporte para Peito Ø80mm x 390mm




Laringoscópio >

J2670 70° Ø8mm x 185mm

J2670A 70° Ø6mm x 185mm

J2670R 70° Ø8mm x 185mm (c/manopla) **consulte**

J2670AR 70° Ø6mm x 185mm (c/manopla) **consulte**



Otoscópio >

J0900A
0° Ø4mm x 60mm




J1900B
0° Ø3mm x 60mm




ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS

Sinuscópio >


J1200 0° Ø3mm x 175mm **consulte**
J0200E 0° Ø4mm x 175mm
J0200G 0° Ø4mm x 175mm (90°) **consulte**
J0200CG 0° Ø4mm x 175mm (110°) **consulte**




J1230 30° Ø3mm x 175mm **consulte**
J0230E 30° Ø4mm x 175mm
J0230G 30° Ø4mm x 175mm (90°) **consulte**
J0230CG 30° Ø4mm x 175mm (110°) **consulte**




J0245E 45° Ø4mm x 175mm
J0245G 45° Ø4mm x 175mm (90°) **consulte**




J1270 70° Ø3mm x 175mm **consulte**
J0270E 70° Ø4mm x 175mm
J0270G 70° Ø4mm x 175mm (90°) **consulte**
J0270CG 70° Ø4mm x 175mm (110°) **consulte**



J2900C 0° Ø2,7mm x 110mm
J1900N4 0° Ø3mm x 130mm



J2930C 30° Ø2,7mm x 110mm
J1930C1 30° Ø3mm x 110mm
J1930N4 30° Ø3mm x 130mm




Greenberg PAR, Serrilhado, SuperCut
 B 55907

Aço inoxidável. Lâminas delicadas com pontas de "bico de pato" e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura



Kaye, Serrilhado, SuperCut
 B 55906

Aço Inoxidável.
 Lâminas pequenas chanfradas duplas com pontas achatadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido. Ideal para blefaroplastias e outros procedimentos faciais.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura




Tebbetts™, Dissecção Delicada, Serrilhado, SuperCut
B 55950

Aço inoxidável. Útil para múltiplas aplicações delicadas de dissecção. Pontas pontiagudas são ideais para a dissecção da ponta nasal. Micro serrilhado na lâmina inferior ajuda a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/4" / 13,5 cm / Curvo

Tesoura




Tebbetts™, Serrilhado, SuperCut
B 55838

Aço inoxidável. Lâminas longas para porções profundas do septo. Lâminas Strong SuperCut cortam tecidos moles e duros. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Ângulo

Tesoura




Tebbetts™, Serrilhado, Onyx
B 54838

Carboneto de tungstênio. Lâminas longas para porções profundas do septo. As lâminas fortes cortam o tecido macio e duro. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Ângulo

Tesoura




Knight, Serrilhado, SuperCut
B 55837

Aço inoxidável. Para concha nasal e cartilagem. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7" / 18 cm / Ângulo

Tesoura




Gorney Swan Neck, Serrilhado, SuperCut
B 55942

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas de ponta fina com a curvatura do pescoço do cisne é excelente para a dissecção da ponta nasal. Microserrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Ângulo

Tesoura




Gunter Angulado, Serrilhado, SuperCut
B 55943

Aço inoxidável. Lâminas duplas chanfradas de ponta fina. Excelente para dissecção da ponta nasal. Microserrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Ângulo

Tesoura



Converse, Angulado, Aço Inoxidável
B 66118

Aço inoxidável. Lâminas anguladas para dissecção da cartilagem da ponta nasal.

4" / 10 cm / Ângulo

Tesoura




Gunter Lâminas Chanfradas em Ângulo
B 66119

Aço inoxidável. As lâminas dobradas em bisel facilitam a propagação dissecção da cartilagem da ponta nasal.

4" / 10 cm / Ângulo

Tesoura




Sealy
B 66125 e B 66126

Aço inoxidável. Tesoura de ponta fina de uso geral útil em cirurgia nasal para dissecação da ponta nasal.

4-3/4" / 12 cm / Curvo
4-3/4" / 12 cm / Reto

Tesoura




Joseph Nasal
B 54716

Carboneto de Tungstênio. Tesoura nasal para dissecar e cortar a cartilagem lateral inferior.

5-1/2" / 14 cm / Curvo

Tesoura



British Pattern Alar Cartilagem
B 66130

Aço inoxidável. Tesoura com pontas finas para aparar a cartilagem.

4-3/4" / 12 cm / Curvo

Tesoura




Aston, Serrilhado, Onyx
B 54729

Carboneto de tungstênio. Lâminas serrilhadas delicadas com hastes em ângulo e pontas achatadas. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/2" / 14 cm / Ângulo

Tesoura




Cottle, Serrilhado, Onyx
B 54835

Carboneto de tungstênio. Lâminas pesadas com hastes anguladas. Lâmina serrilhada inferior ajuda a evitar o deslizamento do tecido.

6-1/4" / 16 cm / Ângulo

Tesoura




Caplan Tesoura Nasal, Serrilhado
B 66198

Aço inoxidável. Dupla ação para maior potência de corte. Lâminas serrilhadas fortes e curtas para cartilagem pesada.

7-3/4" / 19,5 cm / Ângulo

Tesoura




Metzenbaum Onyx
B 54710

Carboneto de tungstênio. Tesoura de dissecação com liso pontas arredondadas e lâminas de carboneto de tungstênio.

5-3/4" / 14,5 cm / Curvo

Tesoura




Mayo Onyx
B 54811

Carboneto de tungstênio. Tesoura de uso geral amplamente utilizada com lâminas e lâminas de carboneto de tungstênio.

5-1/2" / 14 cm / Curvo

Tesoura




O'Brien Angled Stitch
B 66177

Aço inoxidável. Tesoura de remoção delicada de sutura com um gancho na lâmina inferior para facilitar a remoção da sutura.

3-3/4" / 9,5 cm / Ângulo

Tesoura



Webster
B 50403

Carboneto de tungstênio. Porta-agulha delicado e popular. Use com 5-0 ou suturas mais finas.

4-1/2" / 11,5 cm / 7000 Mandíbula

Porta Agulha



Halsey
B 50410

Carboneto de tungstênio.
Porta-agulha de uso geral
para cirurgia plástica.
Use com 4-0 ou suturas mais finas.

5" / 13 cm / 4000 Mandíbula

Porta Agulha



Titanium PAR
B 54414

Titânio. Leve, resistente à corrosão
e antimagnético. Use com sutura 6-0
ou mais fina. Partículas de carboneto
de tungstênio fundidas ao maxilar
para maior aderência.

5" / 13 cm / Micro-Onyx
Mandíbula

Porta Agulha



Mayo Hegar
B 50120
Carboneto de tungstênio.
Maxila pesada de uso geral.
Use com 1-0 ou suturas
mais finas.

6" / 15 cm / 2500 Mandíbula

Porta Agulha



Adson SofTouch™
B 50500

Carboneto de tungstênio.
Pinça de uso geral com pastilhas
de carboneto de tungstênio para
Agarrar agulhas, sutura e tecido.

4-3/4" / 12 cm / 4000
Mandíbula

Pinça



Adson Dressing
B 60026

Aço inoxidável.
Fórcps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm
0,9 mm / Mandíbula Serrilhada

Pinça



Adson Dressing, Cross Serrated
B 60027

Aço inoxidável.
Fórcps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm
Mandíbulas Cruzadas Serrilhadas

Pinça



Brown-Adson
B 60045
Aço inoxidável.
Fórcps de uso geral.
Dentes do tipo Brown para
uma melhor aderência.

4-3/4" / 12 cm / Brown Dentes

Pinça



Adson Tissue, 1x2 Dentes
B 60029

Aço inoxidável.
Fórcps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm / Ponta 1.2 mm

Pinça



Tebbetts™ Brown
B 55518

Carboneto de tungstênio. Pinça de tecido delicado com dentes finos do tipo Brown e micro mandíbulas de carboneto de tungstênio para prender tecidos delicados e suturas.

Grande alça para sensação mais confortável e melhor manuseio.

4-3/4" / 12 cm / Micro-Onyx Mandíbula

Pinça



Fomon
B 53064 e B 53066

Carboneto de tungstênio. Grosse de carboneto de tungstênio de ponta dupla Black Diamond™ para nitidez e longevidade.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4

8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador



Fomon Push/Pull
B 53094 e B 53096

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push/pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4

8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador



Aston Reduction Push/Pull
B 53105 e B 53106

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push/pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8" / 20,5 cm / Fino Empurrar/Puxar

8" / 20,5 cm / Grosso Empurrar/Puxar

Raspador



Feet Nasal
B 63200

Aço inoxidável. Black Diamond™ com superfície de partículas de diamante para ser usado como uma grosse de acabamento para criar uma superfície lisa.

7-1/2" / 19 cm / Mandíbula Reta

Raspador



Livie
B 63205

Aço inoxidável. Lâmina extra fina de 2 mm de largura, útil para pequenos procedimentos de consultório e rinoplastia de retoque. Duas superfícies de corte (fino e claro) para resultados ótimos.

6-3/4" / 17 cm / Mandíbula Fina

Raspador



Livie
B 63206

Aço inoxidável. Lâmina extra fina de 2 mm de largura, útil para pequenos procedimentos de consultório e rinoplastia de retoque. Duas superfícies de corte (fino e claro) para resultados ótimos.

6-3/4" / 17 cm / Mandíbula Fina

Raspador



Sheen Triturador/Amassador de Cartilagem
B 67226



60 mm x 30 mm
Superfície

A dobradiça deslizante permite espessuras de cartilagem variáveis. Intercambiável o desenho permite serrilagens longitudinais para uma superfície lisa ou lisa para esmagamento.


Raspador

Tebbetts™
B 64052

Aço inoxidável. Para osteotomias mediais ou laterais percutâneas, bem como etmoidais e osteotomias vomer. Alça ergonômica proporciona conforto e controle.

6-7/8" / 17,5 cm / 2 mm

Osteótomo



Tebbetts™ Type Lateral
B 64059 e B 64060

Aço inoxidável. Osteótomo lateral protegido. Pega ergonômica proporciona conforto e controle.

8" / 20,5 cm / 4 mm / Esquerda

8" / 20,5 cm / 4 mm / Direita

Osteótomo



Gunter
B 64024 e B 64025

Aço inoxidável.
Osteótomo lateral discreto e protegido.

8-1/2" / 21,5 cm / 3,5 mm / Direta

8-1/2" / 21,5 cm / 3,5 mm / Esquerda

Osteótomo





Silver
B 64011 e B 64012

Aço inoxidável. Padrão delicado original guardado osteótomo lateral. Lâmina em forma de "V" facilita o controle durante osteotomias laterais.

7" / 18 cm / 3,5 mm / Direta

7" / 18 cm / 3,5 mm / Esquerda

Osteótomo



Cottle Double-Ended Septum
B 63873

Aço inoxidável. Elevador septal de duas pontas com eixo graduado. Extremidade redonda afiada de 4 mm x 4 mm e extremidade de espátula de 3 mm.

8-1/2" / 21,5 cm

Elevador



Joseph Periosteal
B 63867

Aço inoxidável.
Para elevação do periósteo e pericôndrio nasais.

6-1/2" / 16,5 cm

Elevador



Tebbetts™ Self-Retaining Skin Hook
B 61545 e B 61546

Aço inoxidável. Ganchos de uso geral de auto-retenção. Elástico estéril preso à cortina mantém o instrumento no lugar, liberando assim as mãos de um assistente.

6' 15 cm 5 mm Gancho Duplo

6' 15 cm 8 mm Gancho Duplo

Gancho



Frazier Skin Hook
B 61525

Aço inoxidável.
Gancho de pele para uso geral.

4-3/4" 12 cm

Gancho



Tebbetts™ Pinça de Precisão
B 67616

Aço inoxidável. Pinça de régua de cálculo padrão. Graduado em mm e polegadas de 0 mm a 80 mm e 0 a 3 polegadas. Parafuso para bloqueio. Pontas angulares.

4-1/2" 11 cm

Medidor



Tebbetts™ Alar Gabarito Estabilizador
B 67228

Aço inoxidável. Por respeitar a faixa de arco. Quando colocados sob a cartilagem alar, os pinos estabilizam e achatam a cartilagem.

5" 12.5 cm

Medidor



Gruber Afastador de Rinoplastia
B 61030

Design exclusivo para rinoplastia aberta. Modelo anatômico é feito de silicone sólido. O modelo serve como um peso para o afastador de auto-retenção. Afastador e corrente são feitos de aço inoxidável.

7 mm

Lâmina larga do afastador

Afastador



Fomon Double Ball End
B 61014

Aço inoxidável.
Afastador nasal não perfurante.

6-1/4" 16 cm 11 mm

Afastador




Tebbetts™ Nasal
B 63015

Aço inoxidável. Usado para ressecção da espinha nasal, vómer ou concha de cornetos. Também é útil para ressecção de pequenos ossos nasais ou cartilagem. Belas dicas para precisão.

6-1/4" 16 cm
2.5 mm Mandíbula

Pinça



Jansen Middleton
B 60852 e B 60853

Aço inoxidável. Usado para reduzir os cornetos inferiores e remover os pólipos nasais. Hastes anguladas para maior visibilidade.

7-3/4" 19.5 cm
Mandíbulas fenestradas grandes

7-3/4" 19.5 cm
4 mm x 18 mm Taça

Pinça



Ballenger Swivel
B 62124 e B 62128

Aço inoxidável.
Usado para aparar a cartilagem septal.

7-1/2" 19 cm
Reto, 4 mm Lâmina

7-1/2" 19 cm
Baioneta, 4 mm Lâmina

Faca



Barron Octagonal Knife Handle
B 62008

Aço inoxidável. Alça octogonal para lâminas Bard-Parker 10-15.

5-1/2" 14 cm

Faca



Frazier, Tubos de Sucção
B 67004-1 e B 67006-1

Aço inoxidável.
Tubos de aspiração de uso geral.

7" 18 cm 3,33 mm Isolado
7" 18 cm 4 mm Isolado

Aspirador



Dingman Otoabrader
B 62400

Aço inoxidável. Para marcar a cartilagem
auricular durante a otoplastia.
Dois por conjunto.

6" 15 cm

Marcador



ESTOJO AUTOCLAVÁVEL PARA ÓTICAS



Ref.4801



Tamanho: 31,5 x 9 x 5 cm

FONTE DE LUZ - LED ALTA POTÊNCIA



100w



- Diodo (LED) - vida útil aprox. 60.000 horas
- Bivolt automático
- Lux de luz fria, branca (6.000°K), livre de UVB e UVA
- Peso: 1,8 Kg
- Encaixe para cabos diversas marcas (Storz, Olympus, ACMI, etc.)

CABO DE FIBRA ÓTICA

- Cabos de fibra ótica autoclaváveis,
com opções de comprimento.
- Diversas opções de adaptadores para diversos
modelos de fontes de luz.
- Conecta a fontes WOLF E STORZ.

Opções de Tamanhos

2 metros

2,5 metros

3 metros



Diversos adaptadores
(opcionais)

FONTE DE LUZ LED LUMEN 10W



- Fonte de Luz LED Portátil 10w
- Engates Storz, Wolf ou Reichembach
- Alimentação Bivolt 100 - 240Vac
- Esterilização em oxido de etileno
- Elimina o cabo de fibra ótica
- Portátil e de fácil manuseio
- 01 ano de garantia e assistência permanente

FONTE DE LUZ LED BATERIA




- Fonte de LED de 10w (diodo).
- Esterilizável em Oxido de Etileno
(sem a bateria, a bateria não é esterilizável).
- Baterias de 3,7v (duas).
- Carregador bivolt automático.
- Conexões possíveis Reichembach, Wolf ou Storz.
- Chave de liga e desliga.
- 01 ano de garantia e assistência permanente.

CÂMERA TINYVIEW 105




- FULL HD 1080 Linhas
- USB/HDMI
- Controle de White Balance



Conecta ao seu smartphone,
laptop e smart tv

VÍDEO ENDOSCÓPIO PORTÁTIL ENT



Opcional:
Pedal Captura de Imagens



Opcional:
Processadores de Imagens para conexão em monitores HDMI



C100A



M110A

O Piezo Ultrassônico é uma ferramenta cirúrgica avançada que permite cortes ósseos precisos e controlados durante a rinoplastia. Sua utilização oferece benefícios significativos em termos de precisão, segurança e recuperação pós-operatória.

Parâmetros técnicos

Tensão de alimentação: 100 - 240 ~ 50Hz/60Hz
Frequência: 24kHz~36kHz
máx. potência absorvida: 120VA
Peso da unidade principal: 3.1kg
Dimensões: 330mm x 254mm x 167mm

Operação conveniente e rápida

A tela e a interface de operação são à prova d'água e resistente à sujeira, mais prática clinicamente adequada.



**Acompanha
8un. Ponteiras**



FOTÓFOROS ROSE

Várias opções de suportes de óculos e fotóforos!



60.000 lux a 25 cm
Bateria 9 h (2 baterias)
Diâmetro de foco fixo
Peso: 75g (sem bateria, com óculos)

Opcional CLIP

Acoplável a Lupas

Opcional
CAPACETE

*Não
Acompanha
Fotóforo



Opcional
MEIA ARMAÇÃO

Opcional
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

*Imagem
Ilustrativa

FOTÓFORO DR. KIM

Lançamento



* IMAGEM ILUSTRATIVA,
NÃO ACOMPANHA A LUPA

DKH-50 - Peso: 155g (com bateria)
Iluminância: Variável (0~100.000lux @ 25cm)
Bateria: 2,5h até 10h de iluminação (depende da potência)
03 filtros de luz (luz branca, luz do dia e quente)
Acompanha 01 carregador e 02 baterias

FOTÓFORO KD-203AY

- CLÍNICO
- 20.000 lux
- bateria Litíon 4h
- bívolt automático
- funcionamento também ligado na rede elétrica
- maleta de transporte



ADAPTADOR (COUPLER) PARA IPHONE

Endocoupler para
Iphone e-i pro



Transforme seu iPhone em
seu equipamento
de registro de imagens!!

LUPAS DR. KIM ADAPTÁVEIS AO FOTÓFORO DKH-50



DKT-4

- Características: Ampliação de alta potência.
- Ampliação: 4X
- Peso: 25g
- Distância de trabalho ajustável.
- Acessórios: um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO



DKT-3

- Características: ampliação média, distância de trabalho ajustável, telescópio galileu.
- Ampliação: 2,5X
- Peso: 25g
- Distância de trabalho ajustável.
- Correção de presbiopia e olhos incompatíveis.
- Acessórios: um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO



DKL-5

- Características: campo amplo, correção de presbiopia.
- Ampliações disponíveis: 1,5X ou 2,0X ou 2,5X
- Peso: 13g
- Acessórios: um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO

LUPA ROSE TTL 2.5X OU 3.5X

Super Leve!



* Valor para produto em estoque.

Distância de trabalho:
340 / 420 ou 550mm

*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE TTL 4.5X OU 6.5X



* Valor para produto em estoque.

Acoplado ao Fotóforo (opcional)

Opcional CAPACETE



Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE 2.5X OU 3.5X



* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

LUPA ROSE 4.0X OU 6.0X



* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

Opcional CAPACETE