



Catálogo para Laparoscopia

ENDOSVIDEO / NORTH MED 21 98062-1281 - WWW.ENDOSVIDEO.COM.BR

ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS



Referência	Descrição
J0800B	Endoscópio 0° x Ø10mm x 325mm - Campo de Visão 70°
J0830B	Endoscópio 30° x Ø10mm x 325mm - Campo de Visão 70°




Referência	Descrição
J1800	Endoscópio 0° x Ø5mm x 290mm
J1830	Endoscópio 30° x Ø5mm x 290mm

AGULHAS DE VERESS




Referência	Descrição
D4610	Agulha de Veress - Ø2.2 x 100mm
D4612	Agulha de Veress - Ø2.2 x 120mm
D4615	Agulha de Veress - Ø2.2 x 150mm

CÂNULAS MAGNÉTICAS COM TROCATERES PIRAMIDAIS RETRÁTEIS




Referência	Descrição
D4561BB	Cânula com válvula com vedante interno em cruz e trocater piramidal retrátil, 5.5mm x 100mm, tubo liso.
D4521BB	Cânula com válvula com vedante interno em cruz e trocater piramidal retrátil, 10.5mm x 100mm, tubo liso.
D4561EB	Cânula com válvula magnética e trocater piramidal retrátil, 5.5mm x 100mm, tubo liso.
D4521EB	Cânula com válvula magnética e trocater piramidal retrátil, 10.5mm x 100mm, tubo liso.
D4561EL	Cânula com válvula magnética e trocater piramidal, 5.5mm x 100mm, tubo com rosca.
D4521EL	Cânula com válvula magnética e trocater piramidal, 10.5mm x 100mm, tubo com rosca.

CÂNULAS COM TROCATERES PIRAMIDAIS



Referência	Descrição
D4561B	Cânula com válvula com vedante interno em cruz e trocater piramidal retrátil, 5.5mm x 100mm, tubo liso.
D4521B	Cânula com válvula com vedante interno em cruz e trocater piramidal retrátil, 10.5mm x 100mm, tubo liso.
D4561BL	Cânula com válvula com vedante interno em cruz e trocater piramidal, 5.5mm x 100mm, tubo com rosca.
D4521BL	Cânula com válvula com vedante interno em cruz e trocater piramidal, 10.5mm x 100mm, tubo com rosca.
D4561E	Cânula com válvula magnética e trocater piramidal, 5.5mm x 100mm, tubo liso.
D4521E	Cânula com válvula com vedante interno em cruz e trocater piramidal, 10.5mm x 100mm, tubo liso.

REDUTORES TROCATER



Referência	Descrição
D4701C	Cânula Redutora (longo/curto) - Ø10.5mm / Ø5.5mm
D4567	Adaptador de Redução

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / ASPIRAÇÃO



Referência	Descrição
D4405	Válvula de irrigação/aspiração, tipo multifuncional, completa com tubo de 5mm e 10mm.
DW4404	Válvula de irrigação/aspiração multifuncional tipo pistola, completa com tubo de 5mm e 10mm.
DW4405	Válvula de irrigação/aspiração tipo pistão, completa com tubo de 5mm e 10mm.
D5402	Agulha de punção 2mm, 5mm x 330mm, com conector LL.

CÂNULAS MONOPOLARES PARA DISSECÇÃO




Referência	Descrição
D6404B	Gancho Elétrico - Ø5mm x 330mm

LEVANTADOR DE ÚTERO / PINÇA CERVICAL / EMPURRADOR DE NÓ




Referência	Descrição
201.021	Pinça Cervical (ajustável)
D5034A	Empurrador de Nó - Ø5mm x 330mm

MANIPULADORES UTERINOS



Referência	Descrição
D5051	Manipulador Uterino completo com 6 ponteiros, 2 cones, para histerectomia, 260mm.
D5041A	Manipulador Uterino com cone ajustável, sistema para injeção de líquidos, para cromotubagem, 150mm.

CLIPADOR / APLICADOR DE CLIPS



Referência	Descrição
D5006C	Aplicador de Clips Médio (aço única, dupla ação) Ø10mm x 330mm
DW5021	Aplicador de Clips Pequeno (aço única) Ø5mm x 330mm
D5801	Clip de Titânio

PINÇAS BIPOLARES




Referência	Descrição
D6521	Pinça de Duplo Eletrodo - Ø5mm x 330mm
D6521A	Núcleo N de Pinça de Duplo Eletrodo
DW6501	Pinça de Duplo Eletrodo (curvado) - Ø5mm x 330mm
DW6502	Pinça de Duplo Eletrodo (circular) - Ø5mm x 330mm

PINÇAS BIPOLARES



Referência	Descrição
D6513	Pinça de Duplo Eletrodo (alça normal) Ø5mm x 330mm
D6512-1	Núcleo Atraumático de Pinça de Duplo Eletrodo
D6513-1	Núcleo Dissecador de Pinça de Duplo Eletrodo

PORTA AGULHAS COM VÍDEA



Referência	Descrição
D5032C	Porta agulhas, manopla curva, mandíbula reta, 5mm x 330mm.
D5032D	Porta agulhas, manopla curva, mandíbula curva, 5mm x 330mm.
D5032A	Porta agulhas, manopla reta, mandíbula reta, 5mm x 330mm.
D5032B	Porta agulhas, manopla reta, mandíbula curva, 5mm x 330mm.

MANOPLAS PARA PINÇAS LAPAROSCÓPICAS MONOPOLARES

Método de desanexar o instrumento (isolado)



Procedimento de desapego:

- ① Aperte o botão
- ② Abra o manípulo
- ③ Puxe a pinça de metal

Opcional
com Cremalheira

PINÇAS LAPAROSCÓPICAS DE ENGATE RÁPIDO



Referência	Descrição
D6536	Pinça de apreensão tipo Reddick Olsen, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6537	Pinça de apreensão/dissecção, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
DW5016	Pinça de apreensão/dissecção Kelly, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6501C	Pinça de apreensão/dissecção, boca longa, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6529	Pinça de apreensão fenestrada, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6531	Pinça de apreensão tipo jacaré, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6526	Pinça de apreensão Mixer 90°, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6530	Pinça atraumática, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
DW5003	Pinça atraumática tipo Croce, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6503C	Pinça de apreensão/dissecção Maryland, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm

PINÇAS LAPAROSCÓPICAS DE ENGATE RÁPIDO MONOPOLARES



Referência	Descrição
D6533A	Pinça de apreensão 2 x 3 dentes, duplo ação, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6534	Pinça de apreensão dente de rato 2 x 3 dentes, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6535	Pinça de apreensão, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6542	Pinça de apreensão longa, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6546	Pinça de apreensão tipo Allis, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6531A	Pinça de apreensão tipo EndoClinch, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6547	Pinça de apreensão tipo Babcock, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
DW5005	Pinça de apreensão 2x3 dentes dupla ação, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm

TESOURAS LAPAROSCÓPICAS DE ENGATE RÁPIDO



Referência	Descrição
D6603A	Tesoura de Metzenbaum reta, dupla ação, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm
D6602	Tesoura de Matzenbaum curva, dupla ação, completa, engate rápido - Ø5mm x 330mm

PINÇAS LAPAROSCÓPICAS DE ENGATE RÁPIDO MONOPOLARES



Referência	Descrição
D5011D	Pinça de apreensão tipo Babcock, completa - Ø10mm x 330mm
D5002A	Pinça de apreensão/extração 2x3 dentes, mono ação, completa - Ø10mm x 330mm
DW5013	Pinça de apreensão Pozzi, completa - Ø10mm x 330mm
D5000S	Alça Normal do Instrumento com Trava - Ø10mm
D5000	Alça Normal do Instrumento - Ø10mm

CABO DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL



Diversos adaptadores (opcionais)


Opções de Tamanhos

Referência	Descrição
U8724	Cabo de Fibra Ótica - 2 metros
U8724-3	Cabo de Fibra Ótica - 2,5 metros
U8724-4	Cabo de Fibra Ótica - 3 metros

CAIXAS PARA ACOLHIMENTO E ESTERILIZAÇÃO

2815(0723)

Dimensões internas
498mm x 249mm x 116mm
Dimensões externas
563mm x 272mm x 145mm



4810(0752)

Dimensões internas
460mm x 80mm x 45mm
Dimensões externas
480mm x 100mm x 55mm

